

## Installation der Therapeuten-App auf weiteren mobilen Apple-Endgeräten

### Voraussetzungen


Sie haben die Therapeuten-App bereits auf einem mobilen Endgerät installiert und der EPIKUR e-therapie ONLINE Einrichtungswizard wird Ihnen nicht mehr in EPIKUR angezeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, hilft Ihnen dieses Video bei der initialen Einrichtung:


**EPIKUR | Einrichten der EPIKUR Online-Funktionen:** <https://youtu.be/rkSbTIKmwBE>


Darüber hinaus muss bei dem weiteren mobilen Endgerät, auf dem die Therapeuten-App installiert werden soll, eine biometrische Authentifizierungsmethode (Fingerabdrucksensor oder Face-ID) aktiviert sein.

### Installation


1. Öffnen Sie Ihren Safari-Browser und rufen den Link [epikur-online.de](https://epikur-online.de) auf.



2. Fügen Sie nun die obige Webadresse als App Ihrem Home-Bildschirm hinzu. Dazu tippen Sie auf das „Teilen“-Symbol  und anschließend auf „Zum Home-Bildschirm“:



Im Anschluss befindet sich die Therapeuten-App auf Ihrem Home-Bildschirm:



3. Öffnen Sie nun die Therapeuten-App und melden sich mit Ihren Zugangsdaten an.
4. Bestätigen Sie den Verbindungscode in EPIKUR oder mit Ihrem vertrauenswürdigen Gerät.

Gerät: iPhone

**670-4FA**  
Verbindungscode

**i** Die Verbindung kann auch über Epikur 4 bestätigt werden.

5. Vergeben Sie einen Gerätenamen und bestätigen Sie mit „Weiter“.

**Gerätename**

iPad

**i** Den Namen Ihres Gerätes können Sie später in den Einstellungen ändern.

6. Hinterlegen Sie abschließend auch dieses Endgerät als vertrauenswürdig in den Einstellungen der Therapeuten-App, so brauchen Sie sich nicht jedes Mal erneut anmelden:

**Anmeldung & Sicherheit**

**Zwei-Faktor Sicherheit**  
Erhöht die Sicherheit durch einen zweiten Faktor, beispielsweise eine Bestätigung über ein Smartphone

**Vertrauenswürdige Geräte**

iPhone	<b>⊗ Entfernen</b>
<hr/>	
iPad	<b>⊗ Entfernen</b>
<hr/>	