

Lizenzen für Anwendungen der Telematikinfrastruktur

Zur Verwendung mit EPIKUR und dem Secunet Konnektor

Kurzanleitung

Version 7.0 Stand: 19.01.2024





Inhaltsverzeichnis

V	orauss	setzungen	.3
1	Beg	riffsunterscheidungen	.4
	1.1	EPIKUR-Onlinelizenzen	.4
	1.2	PTV	.4
	1.3	Konnektorlizenzen	.4
2	EPIk	KUR-Onlinelizenzen	.6
	2.1	eMP/NFDM	.6
	2.2	ePA	.6
	2.3	Upgrade von ePA 1.0 auf ePA 2.0	.6
	2.4	EPIKUR-Onlinelizenzen einspielen	.7
3	Kon	inektorlizenz einspielen	10
	3.1	Voraussetzungen	10
	3.2	Vorgehen	10
	3.3	Mögliche Meldungen bei der Einspielung der Konnektorlizenzen	12



Voraussetzungen

Alle TI-Funktionen setzen **EPIKUR-Lizenzen** voraus, die im Rahmen der TI-Einrichtung eingespielt oder als EPIKUR-Onlinelizenz für Sie freigeschaltet wurden.

Neben den EPIKUR-Lizenzen werden Konnektorlizenzen für eMP/NFDM, ePA 1.0 und ePA 2.0 benötigt. Die Angaben zu den Konnektorlizenzen beziehen sich auf den Einboxkonnektor des Herstellers **secunet** in der jeweils aktuellen Firmwareversion.

Anwendung	EPIKUR		Konnekto	or	Hinweis
	Version	Lizenz	Version	Lizenz	
еМР	21.2	eMP	PTV 3	eMP/ AMTS	
NFDM/ DPE	21.2	eMP	PTV 3	eMP/ AMTS	
КІМ	21.3.1	KIM	PTV 3	-	
ePA 1.0	21.3.1	ePA	PTV 4	ePA	
Komfortsignatur	21.4.1	-	PTV 4+	-	
eRP	22.1.1	eRP	PTV 3	-	EPIKUR Lizenz ist Teil des Lizenzpakets ePA Plus.
eAU	22.1.1	eAU	PTV 3	-	EPIKUR Lizenz ist Teil des Lizenzpakets ePA Plus. Eingebundenes KIM- Postfach notwendig.
ePA 2.0	22.2.1	ePA	PTV 5	ePA 2.0	EPIKUR Lizenz ist Teil des Lizenzpakets ePA Plus.

Lizenzübersicht:



1 Begriffsunterscheidungen

1.1 EPIKUR-Onlinelizenzen

EPIKUR-Onlinelizenzen werden nach Erwerb online für Sie freigeschaltet. Nach der Freischaltung werden die Lizenzen automatisch von EPIKUR abgerufen und in das Programm eingespielt. Hierbei muss zwischen globalen und nutzerbezogenen Lizenzen unterschieden werden.

1.1.1 Globale und nutzerbezogene Lizenzen

Die Lizenz eMP/AMTS ist eine globale Lizenz. Globale Lizenz bedeutet, dass Sie keine Zuordnung zu Nutzern durchführen müssen, da die Funktionen ohne weitere Zuordnungen für alle Nutzer verfügbar sind.

Die Lizenzen für ePA 1.0, eRezept und eAU sind benutzerbezogene Lizenzen. EPIKUR bietet, sobald neue Onlinelizenzen gefunden wurden, Unterstützung bei der initialen Zuordnung an. Sie können diese Zuordnung auch später vornehmen, bzw. jederzeit verändern. Lizenzen für ePA 2.0 werden automatisch anhand der Zuordnung von ePA 1.0 für Sie übernommen.

1.2 PTV und Firmwareversion

PTV steht für Produkttypversion. Jede Produkttypversion stellt einen bestimmten Umfang an TI-Anwendungen bereit. Um die Software-Voraussetzungen für die Produkttypversionen auf Ihrem Konnektor zu erfüllen, sind entsprechende Firmwareversionen erforderlich.

Die Firmware ist die fest verbaute Software Ihres Konnektors. Es wird dringend empfohlen, Ihren Konnektor stets auf die aktuelle Firmwareversion zu aktualisieren.

1.3 Konnektorlizenzen

Für bestimmte TI-Anwendungen sind zusätzlich zur aktuellen Produkttypversion Ihres Konnektors und EPIKUR-Lizenzen auch Konnektorlizenzen nötig. Die Konnektorlizenzen müssen von Ihnen in den Konnektor eingespielt werden. Die Einspielung der Konnektorlizenzen wird in Kapitel 3 "Konnektorlizenz einspielen" beschrieben.

In der nachfolgenden Tabelle wird dargestellt, für welche Anwendungen eine Lizenz in Ihren Konnektor eingespielt werden muss:



Produkttypversion	TI-Anwendung	Firmwareversion secunet	Lizenzpflicht
PTV 1	VSDM	2.x	
PTV 2	QES, KIM, eRP, eAU	3.x	
PTV 3	eMP/ NFDM	-	Х
PTV 4	ePA	4.x	Х
PTV 4+	Komfortsignatur	4.10	
PTV 5	ePA 2.0	5.x	Х



2 EPIKUR-Onlinelizenzen

In diesem Kapitel werden Informationen zu den EPIKUR-Onlinelizenzen eMP/NFDM und ePA erläutert. Darüber hinaus finden Sie eine Beschreibung, wie EPIKUR-Onlinelizenzen in EPIKUR eingespielt werden und wie Sie die Einspielung überprüfen können.

Zusätzlich zu dieser Kurzanleitung unterstützt Sie EPIKUR durch Meldungen zu neuen EPIKUR-Onlinelizenzen im Programm.

2.1 eMP/NFDM

Wenn Sie im März 2021 aktiver EPIKUR-TI-Kunde waren oder seither die TI bei uns neu bestellt haben, haben wir für Sie die EPIKUR-Lizenzen zur Nutzung des Moduls eMP/NFDM bereits online aktiviert. Sie müssen lediglich die zugehörige Konnektorlizenz eMP/AMTS in den Konnektor einspielen – siehe Kapitel 3 "Konnektorlizenz einspielen".

2.2 ePA

Wenn Sie als bestehender oder neuer EPIKUR-TI-Kunde das ePA-Modul bestellt haben, haben wir für Sie die EPIKUR-Lizenz zur Nutzung des ePA 1.0-Moduls bereits online aktiviert. Hierbei handelt es sich um eine nutzerbezogene Lizenz.

EPIKUR ordnet die EPIKUR-Lizenzen für ePA 1.0 automatisch anhand der in der Bestellung angegebenen LANRs den entsprechenden Benutzern zu. Sie müssen somit keine Nutzerzuordnung durchführen, außer, Sie möchten die Lizenzen anderen Nutzern zuweisen.

Zur Nutzung von ePA 1.0 müssen Sie anschließend die PTV 4-Lizenz in den Konnektor einspielen – siehe Kapitel 3 "Konnektorlizenz einspielen".

Eine Anleitung zur Einspielung einer Konnektorlizenz für die ePA steht für Sie in folgendem Video bereit: <u>https://www.youtube.com/watch?v=54K6RY-ysqE</u>

2.3 Upgrade von ePA 1.0 auf ePA 2.0

Bei einem Upgrade von ePA 1.0 auf ePA 2.0 werden die EPIKUR-ePA 2.0-Lizenzen automatisch den Nutzern zugeordnet, denen bereits die EPIKUR-ePA 1.0-Lizenzen zugeordnet wurden. Sie müssen lediglich die zugehörige PTV 5-Lizenz in den Konnektor einspielen – siehe Kapitel 3 "Konnektorlizenz einspielen".



2.4 EPIKUR-Onlinelizenzen einspielen

2.4.1 Automatische Einspielung

EPIKUR prüft beim Start, ob neue EPIKUR-Onlinelizenzen verfügbar sind, spielt diese neuen Lizenzen automatisch ein und bietet Unterstützung bei der Zuordnung benutzerbezogener Lizenzen an. Die Unterstützung wird Ihnen angezeigt, wenn Sie sich nach der automatischen Einspielung durch den Start von EPIKUR als Administrator anmelden.

In dem Abschnitt 2.4.3 "Überprüfung der vorhandenen Lizenzen" finden Sie eine Beschreibung, um zu prüfen, ob Ihre gewünschten Lizenzen vorhanden sind.

2.4.2 Manuelle Einspielung

Neben der automatischen Prüfung können Sie auch manuell prüfen, ob neue Onlinelizenzen für Ihre Kundennummer verfügbar sind. **Nach jedem Start von EPIKUR wurden bereits automatisch alle Onlinelizenzen für Sie abgerufen und eingespielt**, wodurch Sie bei einem manuellen Abruf ausschließlich Onlinelizenzen finden, **die erst nach dem letzten Programmstart freigeschaltet wurden**.

Falls Sie trotzdem eine manuelle Einspielung vornehmen möchten, können Sie wie folgt vorgehen:

Epikur 4 - Administrator (Administrator)										
e	kur 4 - Administrator (Administrator) mm Extras Hilfe Administrator Benutzer Lizenz Online-Lizenz anfordern Administrator Benutzer Lizenz Online-Lizenz anfordern X Zentralaccount (alle. Muster Es wurde eine Online-Lizenz gefunden und den bestehenden Lizenzen hinzugefügt fung & Contr Witzer konen OK fung & Contr Gruppenzuordnung									
Administrator	Ber	nutzer	Lizen	z			Online-Lizenz anfordern	Lizenz hinterlegen	Einstellungen kopieren	
Administrator	Aktiv	Login		Name	Vorname	Rolle	Profil	Gruppenzuordnung	🔓 Nutzer anlegen	
	✓ ✓	Administrator Anästhesie	Admin Hall	🔄 Online-Liz	enz anfordern			ico PSY	Nutzer bearbeiten	
Konnektor	~	Zentralaccount (alle	Muster	Es wurde eir	ne Online-Lizenz gefun	den und den besteh	enden Lizenzen hinzuge	fügt.	💽 Nutzer klonen	
	✓	Psychiatrie / SPV	Peter					rtung & Contr	🙏 Gruppenzuordnung	
Administrator	~	Chirurgie / Orthopä e-therapie PRIVAT	Schne		1	Arzi/Inerapeut		rtung & Contr	§ Rechte bearbeiten	
Undasys										

Abbildung 1: Einspielen der EPIKUR-Onlinelizenz

- 1) Loggen Sie sich als Administrator in EPIKUR ein.
- 2) Klicken Sie auf "Online-Lizenz anfordern".

Wird eine neue Lizenz gefunden, wird sie hinzugefügt und bei benutzerbezogenen Lizenzen Unterstützung für die Nutzerzuordnung angeboten. Starten Sie EPIKUR neu, um die neuen Funktionen der eingespielten Lizenzen zu verwenden. Wurde Ihre gewünschte Online-Lizenz nicht gefunden, wurden diese vermutlich bereits automatisch von EPIKUR eingespielt. In dem folgenden Abschnitt 2.4.3 wird beschrieben, wie Sie prüfen können, ob Ihre Lizenz bereits vorhanden ist.



2.4.3 Überprüfung der vorhandenen Lizenzen

Für die Überprüfung, ob Ihre Lizenzen vorhanden sind, gehen Sie wie folgt vor:

E Programm	Extras Hilfe			Epikur 4 - Ad	dministrator	(Adminis	trator)							-		×
	dmin				E +		P 15	**	CHAT	15 E	Î	´ ʰ îî	5	6	26	€
	Benutzer	Lizenz				Online-	Lizenz anfo	rdern	Lizenz hi	nterlegen	eP	A-Modul bestellen		Einstellun	gen kop	ieren
Admin	Lizenzdaten															
	Nutzer	Denise,Krawitz_EP	Тур	An	zahl	Zug	jeordnet ge	samt	Enddatu	m Gültigkeit	rę.	LANR	rę	BS	NR	rę.
Konnektor	Kundennummer Organisation	80025	e-therapie BASIS	40		0						999999900		7200000	00	
	Sprache	de	e-medico PSY	40		1										
	Lizenzart	13.05.2020 Einzelplatzversion	e-medico PSY Privatpr e-medico	40 40		0										
Ondasys	Ärzte/Therapeuten	280	e-medico Privatpraxis	40		0										
2	Behandler (Benutzer) Behandler	280	e-therapie PRIVAT	40		0										
LDAP	Helfer	40	SMS E-Mail			eBrie	f Sender-ID				Image: Second					
	Max. BSNR	1	SMS Sender-ID		ministrator (Administrator)											
Epikurplattform	Module															
		Modul $ agence$			Lize	enzen ge:	samt					Zugeordnet ge	esam	t		R.
KIM	eDMP								40							0
	eMP/AMTS								40							0
	ePA-Konnektorupdat	e														
Client-Test	Epikurplattform								1							× ************************************
	Ge Cardiosoft								40							0
	Google Kalender	er														
Profiling	Gruppentherapie								40							0

Abbildung 2: EPIKUR Lizenzübersicht

- 1) Klicken Sie auf "Lizenzen" und überprüfen Sie die verfügbaren Module.
 - a) Wenn die gewünschten Module aufgeführt sind, sind die Lizenzen bereits eingespielt.

Hinweis: Bei Lizenzen, die keine Zahl in der Spalte "Lizenzen gesamt", "Zugeordnet gesamt" anzeigen, liegen die Lizenzen global (für alle Nutzer) vor oder sind mit der Zuordnung zu anderen Lizenzen verbunden (z.B. ePA 2.0 wird den Nutzern anhand von ePA 1.0 zugeordnet).

b) Sollten die gewünschten Module nicht aufgeführt sein, kontaktieren Sie bitte den EPIKUR-Vertrieb.



2.4.4 Benutzerbezogene Lizenzen den Nutzern zuordnen



- **1)** Loggen Sie sich als Administrator in EPIKUR ein und klicken Sie auf "Admin".
- 2) Markieren Sie den Nutzer, dem Sie die Lizenz entziehen oder zuordnen möchten. Beachten Sie, dass Sie in der Regel erst einem Benutzer eine Lizenz entziehen müssen, damit diese einem anderen Benutzer zugeordnet werden kann.
- 3) Wählen Sie die Option "Gruppenzuordnung".
- **4)** Scrollen Sie zum gewünschten Modul und setzen oder entfernen Sie das Häkchen, um das Modul dem Nutzer zuzuordnen oder die Zuordnung zu entfernen.



3 Konnektorlizenz einspielen

3.1 Voraussetzungen

- Es handelt sich um einen secunet-Konnektor.
- Wartung und Betrieb des Konnektors erfolgen über EPIKUR als TI-Anbieter.
- Der Konnektor ist in EPIKUR konfiguriert und erreichbar, der Versichertenstammdatenabgleich ist grundsätzlich möglich.
- Der Computer ist online.

3.2 Vorgehen

Eine Anleitung zur Einspielung einer Konnektorlizenz für die ePA steht für Sie in folgendem Video bereit: <u>https://www.youtube.com/watch?v=54K6RY-ysqE</u>

🔚 Epikur 4 - Adn	ninistrator (Administrator)				
Programm Extra	is Hilfe				
e	Konnektor				
	Einstellungen Status	Log			Tools Protokolle Management-Oberfläche
1 dministrator	Betriebsstätte	Praxis Secunet	Arbeitsplatz	Workplace1	Konnektorwizard
	Kommunikationsparameter				Konnektorupdate
	Adresse des Konnektorverzeichnisdienstes	192.168.178.29	Verbindungsaufbau	TLS mit Server- und Client-A	ENC-Zertifkat speichern
Konnektor	HTTP-Port	80	HTTPS-Port	443	lient- Server Authentifizierung
R	LDAP-Port	389	LDAPS-Port	636	Lizenzeinspielung Konnektor
	Timeout	1000	Ungesicherter Zugriff auf Dienstverzeichnisdienst		V3
Ondasys	Benutzerkennung				

Abbildung 3: Aufruf Tool Lizenzeinspielung Konnektor

- 1) Loggen Sie sich als Administrator in EPIKUR ein und klicken Sie auf "Konnektor".
- 2) Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf "Tools"
- 3) Wählen Sie unter den Tools die Option "Lizenzeinspielung Konnektor".

EPIKUR zeigt Ihnen daraufhin eine Tabelle mit allen in EPIKUR eingerichteten Betriebsstätten und den jeweils konfigurierten Konnektoren. Ist ein Konnektor nicht angeschlossen oder ausgeschaltet, können zu diesem Konnektor keine Detailinformationen angezeigt werden.

Tabelleninhalte:

Bezeichnung der Betriebsstätte
Konfigurierte Adresse des Konnektors. Wenn die Adresse 127.0.0.1 lautet, ist kein Konnektor konfiguriert.
Konnektorhersteller
Firmware-Version (Version der Software des Konnektors)
EPIKUR merkt sich, wenn eine Lizenz erfolgreich auf einen Konnektor eingespielt wurde. Entsprechend lautet der Status hier "eingespielt" oder "unbekannt".



ePA =

EPIKUR merkt sich, wenn eine Lizenz erfolgreich auf einen Konnektor eingespielt wurde. Entsprechend lautet der Status hier "eingespielt" oder "unbekannt".

🔄 Konnektorül	bersicht							×
Name	IP-Adresse	Hersteller	FW-Version	eMP/NFDM	ePA	ePA 2.0		Konnektorupdate
Psychotherape	9	secunet	5.1.2	unbekannt	unbekannt	unbekannt	•	Lizenzupdate
	Konnektor-IP	izenz				×	Q	Lizenzprüfung
_	Nutzer					8		01
	Fasswort					•••		OK
Produktin	Nach dem U dieser Vorga	pdate einer Lize ng kann einige	enz wird der Kon Minuten dauern	inektor neu gest	artet,	2		Slots
				Lizenz einspi	elen Abb	rechen		

Abbildung 4: Konnektorübersicht zum Lizenzupdate

- **1)** Markieren Sie den Konnektor, für den Sie die Lizenz einspielen möchten.
 - a) Sollte der Konnektor noch auf einer veralteten Firmware laufen (kleiner 5.x), wird die Schaltfläche *Konnektorupdate* aktiv. Führen Sie das Update durch, um im nächsten Schritt die Lizenz einspielen zu können.
 - b) Ist die Firmware des Konnektors aktuell, wird die Schaltfläche *Lizenzupdate* aktiv. Klicken Sie diese an. (Über die Schaltfläche *Lizenzprüfung* können Sie jederzeit prüfen, welche Lizenzen bereits in den Konnektor eingespielt wurden und welche weiteren Lizenzupdates bereitstehen.)
- **2)** Geben Sie die Logindaten für Ihren Konnektor ein, damit EPIKUR sich verbinden und das Update durchführen kann.

Die Logindaten wurden im Rahmen der Konnektorinstallation festgelegt. Der Benutzername lautet in der Regel "super". Das Passwort wurde von Ihnen vergeben.

EPIKUR prüft nun den Lizenzstatus des Konnektors, fragt anschließend anhand Ihrer Kundennummer und der Seriennummer Ihres Konnektors online verfügbare Lizenzen ab und spielt diese auf Ihrem Konnektor ein. Abhängig vom Lizensierungsstatus kann dieser Vorgang bis zu zwei Minuten dauern.



Konnektorübersicht						X
Name	IP-A		oingespielt 🛛	E C	📀 Konnektorupdate	
Praxis Aktor	62.23.23	C LIZEIIZ		-		
Verbindung nicht m	192.168.		Die Lizenz wurde erfolgreich eingespielt. Der Konnektor führt nun einen Neustart durch. Der Neustart kann mehrere Minuten dauern, der Konnektor ist währenddessen nicht erreichbar.		J Lizenzupdate	
Verbindung nicht m	192.168.	(i)				
Verbindung nicht m	192.168.					
Verbindung nicht m	192.168.			-		
			Ok			
					ОК	_

Abbildung 5: Erfolgsmeldung Lizenzeinspielung Konnektor

Wurde die Lizenz erfolgreich eingespielt, zeigt EPIKUR Ihnen eine Erfolgsmeldung an und der Konnektor startet neu. Sie können nun das Fenster schließen und in EPIKUR normal weiterarbeiten. Beachten Sie, dass die TI-Ampel rot ist, bis der Konnektor vollständig neu gestartet wurde. Dies kann mehrere Minuten dauern.

3.3 Mögliche Meldungen bei der Einspielung der Konnektorlizenzen

 <u>Es sind keine weiteren Lizenzupdates für Sie verfügbar</u>
EPIKUR prüft bei der Lizenzeinspielung, welche Lizenzen bereits auf dem Konnektor eingespielt sind und ob es nicht eingespielte Lizenzen gibt, für die Ihre Kundennummer berechtigt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie eine Übersicht über den Lizensierungsstatus und Informationen, wie Sie weiter verfahren können.



<u>Wartung und Betrieb des Konnektors erfolgt nicht über EPIKUR</u>
EPIKUR kann erkennen, ob Wartung und Betrieb des Konnektors über EPIKUR laufen.
Sollte dies nicht der Fall sein, zeigt EPIKUR eine Fehlermeldung und bricht die
Lizenzeinspielung ab. Die Lizensierung muss in diesem Fall mit dem PVS des
Konnektorinhabers durchgeführt werden.