

Versand von Ondasys©-Testverfahren an Bezugspersonen

Bezugspersonen erfassen · Übermittlung des Testverfahrens

Ondasys©-Testverfahren lassen sich nebst Patienten auch an die Bezugspersonen versenden. Dabei ist es wichtig, die Bezugsperson in den Patientendaten zu erfassen und diese anschließend in der Ondasys©-Auftragsbearbeitung als Teilnehmer auszuwählen. Das Testverfahren wird dann an die Bezugsperson direkt übermittelt.



Bezugspersonen erfassen

Rufen Sie die Patientenakte des entsprechenden Patienten in EPIKUR auf und öffnen Sie die Patientendaten. In dem Reiter **Bezugspersonen** lassen sich diese mit einem Klick auf den Button "Neue Bezugsperson" anlegen.



Bezugspersonen in EPIKUR anlegen



Übermittlung des Testverfahrens

Wählen Sie im nächsten Schritt wie gewohnt in der Ondasys©-Ansicht ein Ondasys© Testverfahren aus.

📀 Synchronisieren	<
🐌 Zuweisen	
Neu	
Wiederholen	
Einen Test zuweis	en

Weisen Sie dem entsprechenden Patienten einen Test und/oder Fragebogen zu und klicken Sie auf den Button "Auswählen", um in die **Auftragsbearbeitung** zu gelangen.

Ein Dialog öffnet sich und nun ist es Ihnen möglich, in den Auftragsdetails den Teilnehmer zu bestimmen. Wählen Sie die Bezugsperson aus, welche das Testverfahren statt des Patienten erhält.

Wählen Sie in der Benachrichtigung aus, wie die Bezugsperson über den vorliegenden Ondasys©-Fragebogen in Kenntnis gesetzt wird. Die ausgewählte Bezugsperson wird nun statt des Patienten über E-Mail- bzw. SMS-Versand benachrichtigt.

🔄 Auftragsbea	beitung					×
Auftragsdetails						
Patient	Auftrag mit Fragebogen und/ oder Test	Teilnehmer	Testzeitpunkt	Auftragstyp	AVP	🛱 🐓 Alle aufklappen
🗸 🗁 Krone, I	ra Elternfragebogen für Kinder mit Lern- und \	<i>I</i>		Ondasys	3,00€	C Alle zuklappen
4	Elternfragebogen für Kinder mit Lern- und \	/ Krone, Kira 🗸 🗸	~			V Löschen
		Krone, Kira				Losonon
		Krone, Kurt (Vater)				
		Krone, Karla (Mutter)				
		Keine Ausführung	1			
Benachrichtigu						
Testteilne	mer Versand an Patientenportal	Link-Versand über	Passwort-V	ersand über	Status	🛱 🖊 Patientendaten
Krone, Kira		E-Mail (d,*) V	E-Mail (d,*)	\sim	Fehler:	/ Kommunikationswege
						/ Programmeinstellungen
						8
					7	Zunünle Aleberation
Krone, Kira		E-Mail (d,*) V	E-Mail (d,*)	~	Fehler:	Kommunikationswege Programmeinstellungen

Bezugspersonen in EPIKUR anlegen